



Met $\infty$   
MEDIX

PROTEGEMOS TU PRESTIGIO



## KITS META MEDIX®

[Visitar](#)

Desconexión de catéter de hemodiálisis estéril

[Visitar](#)

Conexión y curación de catéter de hemodiálisis estéril

[Visitar](#)

Conexión de catéter de hemodiálisis estéril

[Visitar](#)

Conexión de fistula estéril

[Visitar](#)

Suturas

[Visitar](#)

Curación

[Visitar](#)

Toma de muestras





# Desconexión de catéter de hemodiálisis estéril

## INDICACIONES DE USO

Utilizada en desconexión del procedimiento de hemodiálisis.



**\$45.00 MXN**  
+IVA

## DESCRIPCIÓN

Paquete integrado con insumos adecuados, estériles y desechables de un solo uso, con el que se puede realizar el procedimiento utilizado para la desconexión de forma inmediata de una manera adecuada, periódica y continua del flujo sanguíneo del paciente. Esterilizado con óxido de etileno.

### CONTENIDO

- 2 apósito autoadherible.
- 4 pads de alcohol isopropílico.
- 2 pads de cloraxhedina.
- 3 gasas de algodón de 10x10 cm.
- 1 campo auxiliar de 37.5x40 cm.
- 2 tapones inn.
- 2 guantes de exploración.

### VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Proporciona seguridad y confianza al paciente y personal de la salud.
- Optimiza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Presentación de fácil manipulación.
- Aprovechamiento de espacios de almacenamiento.

**Empaque primario:** kit único.

**Empaque colectivo:** 115 piezas.



\*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.

## PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.



# Conexión y curación de catéter de hemodiálisis estéril

## INDICACIONES DE USO

Utilizado en conexión y curación en procedimientos de hemodiálisis.



**\$50.00 MXN**  
+IVA

## DESCRIPCIÓN

Paquete integrado con insumos adecuados, estériles y desechables con el que se puede realizar el procedimiento de conexión y curación de forma inmediata, de manera adecuada y continua al flujo sanguíneo del paciente.



\*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.

### CONTENIDO

- 1 campo auxiliar de 30x20cm
- 1 apósito autoadherible de 10x5cm con hendidura de 2 cm
- 6 pads de alcohol isopropílico.
- 2 pads de clorhexidina.
- 2 gasas de algodón de 7.5x5 cm
- 3 gasas de algodón de 10x10 cm
- 1 jeringa sin aguja de 3 ml
- 1 jeringa sin aguja de 10 ml
- 1 campo auxiliar de 37.5x40 cm
- 2 guantes de exploración.

### VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Proporciona seguridad y confianza al paciente y personal de la salud.
- Optimiza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Presentación de fácil manipulación.
- Aprovechamiento de espacios de almacenamiento.

**Empaque primario:** kit único.

**Empaque colectivo:** 115 piezas.

### PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FICHA TÉCNICA DE KITS

**CCC-04-033-03**



# Conexión de catéter de hemodiálisis estéril

## INDICACIONES DE USO

Utilizada en procedimientos de conexión del catéter de hemodiálisis



**\$45.00 MXN**  
+IVA

## DESCRIPCIÓN

Equipo integrado con insumos adecuados, estériles y desechables con el que se puede realizar el procedimiento terapéutico para llevar a cabo la conexión de forma inmediata, de manera adecuada, periódica y continua al flujo sanguíneo del paciente.



\*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.

### CONTENIDO

- 1 campo auxiliar de 30x20 cm.
- 2 pads de clorhexidina.
- 4 pads de alcohol isopropílico.
- 3 gasas de algodón de 10x10 cm.
- 1 jeringa sin aguja de 10 ml.
- 1 jeringa sin aguja de 3 ml.
- 1 campo auxiliar de 37.5x40 cm.
- 2 guantes de exploración.

### VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Proporciona seguridad y confianza al paciente y personal de la salud.
- Optimiza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Presentación de fácil manipulación.
- Aprovechamiento de espacios de almacenamiento.

**Empaque primario:** kit único.

**Empaque colectivo:** 115 piezas.

## PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

**CCH-04-034-03**



## Conexión de fistula estéril

### INDICACIONES DE USO

Utilizada en conexión de fistula en procedimientos de hemodiálisis.



**\$45.00 MXN**  
+IVA

### DESCRIPCIÓN

Equipo integrado con insumos adecuados, estériles y desechables con el que se puede realizar el procedimiento terapéutico utilizado para llevar a cabo la conexión y curación de forma inmediata, de manera adecuada, periódica y continua al flujo sanguíneo del paciente a través de una fístula arteriovenosa.



\*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.

### CONTENIDO

1 campo auxiliar de 37.5 x 50 cm  
2 pads de clorhexidina.  
2 pads de alcohol isopropílico.  
4 gasas de algodón de 10x10 cm  
1 campo auxiliar de 37.5x40 cm  
2 guantes de exploración.

### VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Proporciona seguridad y confianza al paciente y personal de la salud.
- Optimiza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Presentación de fácil manipulación.
- Aprovechamiento de espacios de almacenamiento.

**Empaque primario:** kit único.

**Empaque colectivo:** 115 piezas.

### PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FICHA TÉCNICA DE KITS

**CFE-04-035-03**



## Suturas

### INDICACIONES DE USO

Para la sutura o fijación de algún dispositivo a la piel.

### DESCRIPCIÓN

Insumos estériles necesarios para realizar cualquier procedimiento en el que se requiera realizar una sutura.

#### CONTENIDO

1 Portaguas  
1 Mango de bisturí  
1 Pinza adson con dientes  
2 guantes.

#### VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Proporciona seguridad y confianza al paciente y personal de la salud.
- Optimiza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Presentación de fácil manipulación.
- Aprovechamiento de espacios de almacenamiento.

**Empaque primario: 1 PIEZA**  
**Empaque colectivo: 115 PIEZAS**

### PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

**SUT-04-036-01**



## Curación

### INDICACIONES DE USO

Se utiliza para cualquier procedimiento de bajo riesgo.

**\$25.00 MXN**  
+IVA

### DESCRIPCIÓN

Equipo integrado con insumos adecuados, estériles y desechables con el que se puede realizar cualquier procedimiento de curación de manera adecuada y en el menor tiempo posible.



\*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.

#### CONTENIDO

4 Gasas de 10x10cm  
1 Campo auxiliar de 30x20 cm  
2 Pads de alcohol isopropílico  
2 Pads de clorhexidina  
4 Guantes de exploración

#### VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Proporciona seguridad y confianza al paciente y personal de la salud.
- Optimiza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Presentación de fácil manipulación.
- Aprovechamiento de espacios de almacenamiento.

**Empaque primario: 1 PIEZA**  
**Empaque colectivo: 115 PIEZAS**

### PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FICHA TÉCNICA DE KITS

**CUR-04-036-03**



PROTEGEMOS TU PRESTIGIO

Metap  
MEDIX  
PROTEGEMOS TU PRESTIGIO

# Toma de muestras

## INDICACIONES DE USO

Se utiliza para la extracción y almacenamiento de sangre.

\$20<sup>.00</sup> MXN  
+IVA

## DESCRIPCIÓN

Paquete integrado de los insumos desechables necesarios para la realización de extracción de sangre.  
Esterilizado con óxido de etileno.

\*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.



### CONTENIDO

- 1 Ligadura plana
- 1 Coverplast oval
- 4 Torundas
- 3 Pads de alcohol
- 2 Guantes

### VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Proporciona seguridad y confianza al paciente y personal de la salud.
- Optimiza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Presentación de fácil manipulación.
- Aprovechamiento de espacios de almacenamiento.

**Empaque primario: 1 PIEZA**  
**Empaque colectivo: 115 PIEZAS**

## PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.