



Metap MEDIX

PROTEGEMOS TU PRESTIGIO

CAMPOS Y SÁBANAS

[Visitar](#) Juego de sábanas para cama

[Visitar](#) Sábana plana

[Visitar](#) Cubierta para mesa de riñón

[Visitar](#) Bulto de campos utilitarios

[Visitar](#) Campo auxiliar I

[Visitar](#) Campo quirúrgico hendido estéril

[Visitar](#) Sábana quirúrgica hendida estéril

[Visitar](#) Campo auxiliar 20x30cm

[Visitar](#) Campo laminado 60x80cm



Juego de sábanas para cama

INDICACIONES DE USO

Se utiliza para cualquier procedimiento hospitalario donde se requiera de algún material resistente al paso de líquidos, utilizados en procedimientos ambulatorios.

DESCRIPCIÓN

Elaboradas con tela no tejida de polipropileno, resistente a la tensión y a los líquidos, proporciona una barrera bidireccional. Brinda una mayor seguridad debido al uso individual que se le da al producto.

*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.



MUESTRA
DE
TEXTURA

CONTENIDO

- 1 Sábana plana.
- 1 Sábana de cajón.
- 1 Bata para paciente.

VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Fácil colocación.
- Ofrece una barrera eficaz.
- Resistente a líquidos
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Evita la contaminación cruzada.
- Práctica y confiable.

Empaque primario: 1 PIEZA

Empaque colectivo: 30 PIEZAS

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.

Sábana plana

INDICACIONES DE USO

Se utiliza para cualquier procedimiento hospitalario en donde se requiera una sábana para cama o para cubrir alguna superficie en la que se requiera contar con un área aislada.

DESCRIPCIÓN

Elaboradas con tela no tejida de polipropileno, resistente a la tensión y a los líquidos, proporciona una barrera bidireccional. Brinda una mayor seguridad debido al uso individual que se le da al producto.



*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.

MUESTRA
DE
TEXTURA

CONTENIDO

1 Sábana plana de 1.50 X 1.90

VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Fácil colocación.
- Ofrece una barrera eficaz.
- Resistente a líquidos
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Evita la contaminación cruzada.
- Práctica y confiable.

Empaque primario: 1 PIEZA

Empaque colectivo: 50 PIEZAS

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.

Cubierta para mesa de riñón

INDICACIONES DE USO

Se utiliza para cubrir perfectamente la mesa de riñón; su principal utilidad es para protección y como barrera.

DESCRIPCIÓN

Elaboradas con tela no tejida de polipropileno, resistente a la tensión y a los líquidos, proporciona una barrera bidireccional. Brinda una mayor seguridad debido al uso individual que se le da al producto.



*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.



CONTENIDO

1 Sábana para mesa de riñón de 1.50 X 2.40

VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Fácil colocación.
- Ofrece una barrera eficaz.
- Resistente a líquidos
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Evita la contaminación cruzada.
- Práctica y confiable.

Empaque primario: 1 PIEZA

Empaque colectivo: 50 PIEZAS

CMR-02-022-03

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.

Bulto de campos utilitarios

INDICACIONES DE USO

Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario en donde se requiera un campo para cubrir alguna superficie en la que se va a efectuar un procedimiento quirúrgico.

DESCRIPCIÓN

Elaborados con tela no tejida de polipropileno, resistente a la tensión, repelente a líquidos, proporciona una barrera bidireccional y más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.



*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.

CONTENIDO

4 Campos de 90x90 con adhesivo.
1 Envoltura.

VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Fácil colocación.
- Ofrece una barrera eficaz.
- Resistente a líquidos
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Evita la contaminación cruzada.
- Práctica y confiable.

Empaque primario: 1 PIEZA

Empaque colectivo: 40 BOLSAS

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.

BCU-02-017-03

Campo auxiliar I

INDICACIONES DE USO

Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario en donde se requiera un campo para cubrir alguna superficie en la que se va a efectuar un procedimiento quirúrgico.

DESCRIPCIÓN

Elaborados con tela no tejida de polipropileno, resistente a la tensión, repelente a líquidos, proporciona una barrera bidireccional y más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.



CONTENIDO

1 Campo auxiliar de 90x90.

VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Fácil colocación.
- Ofrece una barrera eficaz.
- Resistente a líquidos
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Evita la contaminación cruzada.
- Práctica y confiable.

Empaque primario: 1 PIEZA

Empaque colectivo: 100 PIEZAS

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.

CSI-02-018-03

Campo quirúrgico hendido estéril

INDICACIONES DE USO

Se utiliza para lograr un área quirúrgica perfectamente delimitada para la realización de cualquier tipo de cirugía menor, su fenestración permite la correcta maniobrabilidad del cirujano y la protección del paciente.

DESCRIPCIÓN

Elaborado con tela no tejida de polipropileno, resistente a la tensión, repelente a líquidos, proporciona una barrera bidireccional y más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.



*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.

MUESTRA
DE
TEXTURA

CONTENIDO

1 Campo hendido estéril de 120x120 y fenestrado de 15x25 con adhesivo.

VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Fácil colocación.
- Ofrece una barrera eficaz.
- Resistente a líquidos
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Evita la contaminación cruzada.
- Práctica y confiable.

Empaque primario: 1 PIEZA

Empaque colectivo: 90 PIEZAS

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15° a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

Sábana quirúrgica hendidita estéril

INDICACIONES DE USO

Se utiliza para lograr un área quirúrgica perfectamente delimitada para la realización de cualquier tipo de cirugía menor, su fenestración permite la correcta maniobrabilidad del cirujano y la protección del paciente.

DESCRIPCIÓN

Elaborado con tela no tejida de polipropileno, resistente a la tensión, repelente a líquidos, proporciona una barrera bidireccional y más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.



*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.



MUESTRA
DE
TEXTURA

CONTENIDO

1 Sábana hendidita estéril de 190x275 y fenestrado de 10 a 20x50 a 55 con adhesivo.

VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Fácil colocación.
- Ofrece una barrera eficaz.
- Resistente a líquidos
- Se ajusta a protocolos de atención médica y control de infecciones.
- Evita la contaminación cruzada.
- Práctica y confiable.

Empaque primario: 1 PIEZA

Empaque colectivo: 20 PIEZAS

SQH-02-021-03

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

Campo plano de 20x30cm

INDICACIONES DE USO

Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario en donde se requiera un campo para cubrir alguna superficie en la que se va a efectuar un procedimiento quirúrgico

DESCRIPCIÓN

Elaborados con tela no tejida de polipropileno, resistente a la tensión, repelente a líquidos, proporciona una barrera bidireccional y más eficiente tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.



CONTENIDO

50 campos auxiliares de 20cm x 30cm.

VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Fácil uso.
- Práctica y confiable.
- Alta absorción.
- No suelta pelusa.
- Resistente

Empaque primario: 50 PIEZAS.
Empaque colectivo: 5 BOLSAS

\$ 45.50
\$ 217.50

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.

*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.

Campo laminado 60x80cm

INDICACIONES DE USO

Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario en donde se requiera un campo para cubrir alguna superficie en la que se va a efectuar un procedimiento quirúrgico

DESCRIPCIÓN

Elaborados con tela no tejida de polipropileno, resistente a la tensión, repelente a líquidos, proporciona una barrera bidireccional y más eficiente tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.



CONTENIDO

25 campos laminados de 60cm x 80cm.

VENTAJAS

- Empaque de alta calidad que asegura que el material esté listo para su uso.
- Asegura una fácil y rápida atención.
- Fácil uso.
- Se ajusta a protocolos de atención médica
- Práctica y confiable.
- Resistente a líquidos.
- No suelta pelusa.
- Evita contaminación cruzada.

*Imagen representativa del producto que puede variar según la temporada e inventario.

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.

Empaque primario: 25 PIEZAS \$ 52.30
Empaque colectivo: 5 BOLSAS \$ 251.50

CLA-02-160-02